



## METARYEL

Gövde ..... MS 58 Prinç  
 Diyafram.....Neopren  
 Test Basıncı.....345 Bar  
 Giriş Basıncı (P1).....230 Bar

## RV-206

## Ambulans Basınç Düşürücü


Bu model Ambulanslar içerisindeki merkezi sistemi beslemek amacı ile üretilmiş basınç düşürücülerdir. Sağ ve sol giriş yönlerine göre üretilmektedir. Çıkış bağlantısı için pnömatik dirsek ve ya T bağlantı parçası takılabilmektedir. Basıncı tüp üzerine elle montaj edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Kromajlıdır.

Basınç düşürücüler sağ taraflı giriş (RV-206R) ve sol taraflı giriş (RV-206L) şekillerinde üretim yapılabilmektedir. Bu durumlarda kullanıcının üretici firmayı uyarması gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde montaj şekli ve ilgili kodları görülebilmektedir.

## Ambulans Basınç Düşürücüleri Bağlantı Şeması

RV-206L

RV-206R



MEDİKAL GAZ PRİZİ

ÜRÜN KODU	GAZ CİNSİ	GİRİŞ BAĞLANTISI	ÇIKIŞ BAĞLANTISI	GİRİŞ MANO.	ÇIKIŞ MANO.	MAX AYAR BASINCI	GAZ DEBİSİ
RV-206	OKSİJEN	R 3/4"	R 1/8"RH	0-315 Bar	0-25 Bar	0-5 Bar	12 m3/h